



コロがる マッサージャー  
**Airly Foot**  
 エアリーフット  
 AIM-007



# コロがる形で、身体の動きに合わせてフィット お気に入りの場所で、いつでもマッサージ

球体形の底面デザインにより、身体の動きに合わせて角度が変わるので、床はもちろん、椅子やソファの上など、お気に入りの場所で心地のよいマッサージが体感できます。

## 入れる方向を変えてフィット感UP

「ふくらはぎ」「足うら」の使用時に入れる方向を変えることで、フィット感がさらにUPします。



足先やふくらはぎの形状に合わせてエアバッグの形状と位置を工夫しました。足の内側/外側に配置しているエアバッグの位置を前後にずらすことで施術部位をしっかり挟み込むことができます。またエアバッグを2分割することでさらに体感度をUPさせました。

## お部屋に合わせて選べるカラー


レッドとダークブラウンの2色展開で  
お部屋に合わせたお好みのカラーを選べます。



商品名・型番	エアリーフット・AIM-007
カラー	レッド(RE)・ダークブラウン(DB)
医療機器認証番号	226AGBZX00059000
使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	35W
ACアダプター定格	入力:AC100 50/60Hz 0.5A 出力:DC12V 2.0A
ACアダプターコード長さ	(約)1.75m
外形寸法	(約)幅45×奥行36×高さ31.5cm
質量(ACアダプター除く)	(約)4.0kg
材質	本体:スチールパイプ・ウレタンフォーム 張り地:ポリエステル100%
1台箱寸法・重量	(約)幅48×奥行38×高さ35cm・5.5kg
JANコード	(RE)4580161453472・(DB)4580161453489
製造販売元	株式会社 惣田製作所
原産国	中国

## 強力エアが脚まわりを集中ケア


合計18枚のエアバッグを配置し、脚まわりを立体的にマッサージ。突起とポイントパイプが合体したリフトエアバッグが底部から振動しながら押し上げ、形状の異なるサイドエアバッグがグイグイ締め上げます。



## 選べる3種類の自動コース

3種類の自動コースと2段階の強弱ボタンで、気分に合わせて自分だけのメニューが選べます。

- 自動コース
  - 足うら(エア+振動)  
エアでくいくいもみながら、くるぶしまでしっかりケア。
  - ふくらはぎ(エア)  
疲れがちなふくらはぎを、エアでワイドにもみ上げます。
  - 集中ケア(エア+振動)  
強力エアとさするよう心地よい振動パイプで、脚周りを集中ケア。



- 強弱2段階調節
- 10分オートタイマー内蔵
- 停止ボタン

## 月々の電気代がわずか15円

電気代の目安 / 1カ月約15円  
(1日30分使用した場合)

※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算



※イラストはイメージです

## △ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 次の人は使用しないでください。
  - 医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞[そく]栓)症、重度の動脈瘤(りゅう)、急性静脈瘤(りゅう)、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
  - 自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人
- 医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談してください。
  - ペースメーカーなど電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
  - 悪性腫瘍(しゅよう)のある人●心臓に障害のある人●糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●変形性関節炎、リウマチ、痛風の人●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(とつ)痛性疾患の人●施術部位に創傷のある人●腰痛(椎間板(ついかんばん)ヘルニア、脊椎(せきつい)すべり症、脊椎(せきつい)分離症)などのある人●体温38℃以上(有熱期)の人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状が強い時期や衰弱しているときなど)●妊娠中や出産直後の人●安静を必要とする人●リハビリテーションで使用される人●上記以外に特に身体に異常を感じている人

LifePlaza ショッピングサイト パソコン・スマートフォンから注文できる  
 オンラインストアも是非ご利用ください。  
<http://store.tsukamoto-aim.co.jp/>

お客様の個人情報のお取り扱いについて お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用し、その記録を残すことがあります。なお、お客様の個人情報は弊社で適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。

お客様ご相談窓口 【受付時間】 10:00~17:00  
 ナビダイヤル 携帯OK 0570-081-634  
 全国どこからでも 市内通話料でOK  
 【受付時間】 祝日を除く 月~金 10:00~17:00 (都合によりお休みさせていただく場合がございます)  
 ※お客様が加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHS、及びIP電話等)によっては、ご利用出来ない場合がございますので、下記電話番号へおかけください。

ツカモトエム株式会社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

□本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。  
 □印刷物と実物とでは多少色味が異なることがあります。あらかじめご了承ください。このカタログの記載内容は2014年8月のものです。

お求めは・・・